

Informações úteis para o bom uso da HomeChoice

Esta comunicação tem o objetivo de reforçar, de maneira resumida, informações importantes que garantem o bom uso do equipamento e facilitam o manuseio do operador em caso de falhas.

- **A máquina alarma ERRO DE SISTEMA 2042 ou 2046**

A máquina pode alarmar Erro de sistema **2042 ou 2046**, quando a tecla GO é pressionada sem a presença do cassete na porta, mal posicionamento do cassete na porta ou variação de energia elétrica. Verifique a presença e a instalação adequada do cassete na porta antes de pressionar a tecla GO. A HomeChoice tolera perfeitamente uma variação na tensão de alimentação de 105V a 130V. Em caso de dúvidas nas instalações elétricas, um electricista especialista pode ser consultado.

- **A máquina alarma VER LINHAS**

A máquina alarma **ver linhas** quando uma linha da bolsa esta obstruída, dobrada, pinçada ou as bolsas de solução estão desconectadas ou vazias. Verifique se todas as linhas estão conectadas e há presença de solução nas bolsas, verifique as linhas do descartável procurando por clamps fechado, linhas dobradas, torcidas ou a presença de fibrina nas linhas. Caso não seja encontrada nenhuma linha obstruída, substitua o descartável. Consulte também o Manual do Operador, página 12.7.

- **A máquina alarma BATERIA FRACA**

A bateria pode ter sido descarregada devido a uma queda de energia ou falta de uso. Conecte a cicladora na tomada e mantenha-a ligada por 12 horas. Se a mensagem for mostrada novamente na próxima terapia, contate a Assistência Técnica da Baxter 0800 12 5522. O alarme **bateria fraca** não impede o uso do equipamento, e a bateria pode ser carregada automaticamente durante a terapia. Consulte também o Manual do Operador, página 12.14.

- **A máquina alarma BAIXO VOLUME DRENADO**

A máquina alarma **baixo volume drenado** quando há obstrução do cateter, posicionamento incorreto do cateter ou a posição do sistema é alta demais em relação à do paciente. Mude de posição para tentar drenar mais fluido. Verifique se a linha do paciente está torcida ou obstruída. Consulte também o Manual do Operador, página 12.16.

- **A máquina alarma REINSTELE CASSETE**

O cassete pode ter sido carregado incorretamente ou há um problema com o sistema. Troque o descartável e recarregue o sistema. Consulte também o manual do operador página 12.26 para possíveis causas.

- **A máquina alarma REINSTELE CASSETE 163**

O oclisor não consegue interromper o fluxo devido à solução fria, conjunto de tubos sobreposto ou trocado o ponto de saída da porta. Coloque a bolsa do aquecedor e o cassete no aquecedor da máquina antes do início da terapia. Este procedimento muitas vezes previne o alarme. Consulte também o manual do operador página 12.26

- **Onde consulto o alarme? A máquina alarmou e não anotei**

A máquina guarda um registro dos alarmes apresentados. Este registro pode ser acessado da seguinte maneira: Ligue a máquina, após apresentar a mensagem aperte **GO** para iniciar, aperte a **▼ seta para baixo** até aparecer no display a mensagem **registro de alarmes**, pressione **ENTER**. Serão apresentados no display a data e hora do evento. Aperte **▼ seta para baixo** novamente e o alarme será apresentado. Todos os eventos de alarmes podem ser consultados apertando **▼ seta para baixo**.

- **Armazenagem de descartável cassete**

O **empilhamento máximo é de 5 caixas**. A área inferior da caixa deve estar bem apoiada compreendendo toda superfície plana inferior da caixa. O armazenamento inadequado de caixas pode danificar o descartável cassete, causando alarmes como **ver linhas** ou **reinstale cassete**.

- **Como solicito a troca de uma HomeChoice?**

Antes de solicitar a troca de uma máquina recomendamos que ela testada. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico ou enfermagem que acompanha o tratamento. As trocas de equipamentos são feitas através do SAIBA pelo telefone 0800 012 5522.

- **Quais informações são necessárias para solicitar uma troca?**

Para um rápido atendimento pelo SAIBA é preciso estar em posse de algumas informações. São elas: Número de série do equipamento, erro apresentado, nome completo do paciente, telefone de contato e instituição onde faz o tratamento. A Baxter recomenda sempre o teste no equipamento antes de uma solicitação de troca. Muitos problemas podem ser solucionados ao consultar a guia **Correção de alarmes** no Manual do Operador, página 12.1.

- **Qual o consumo de uma HomeChoice?**

O consumo médio de uma HomeChoice é de 100 Watts, equivalente a uma lâmpada. Consulte também o Manual do Operador, na guia Dados técnicos página 14.1.

- **O que fazer caso a rede elétrica na região seja de 220 volts?**

Caso vá utilizar sua HomeChoice a partir de uma rede elétrica de 220V, é necessário utilizar um transformador redutor 220V / 110V, 1.000 Watts. A rede de 220V também deve contar com um fio terra.

- **Máquina não liga**

Verifique a presença do cabo da máquina ligado a tomada. Verifique o plug da tomada e se certifique que está bem conectado (a máquina e a tomada) e que não há mau contato. Certifique-se também que a tomada esteja energizada. A HomeChoice tolera perfeitamente uma variação na tensão de alimentação de 105V a 130V. Em caso de dúvidas nas instalações elétricas, um electricista especialista pode ser consultado. Nunca troque os fusíveis do equipamento. A manutenção só pode ser executada e garantida pelo Serviço Técnico Baxter.

Para situações de alarmes consulte sempre o Manual do Operador. A guia **Correção de Alarmes** na página 12.1 contém informações e procedimentos especiais relacionados às situações de alarme.