



Viaflex® Soluciones en Sistema Cerrado.-

Viaflex® (sistema cerrado de administración de líquidos por vía intravenosa) fue la primera tecnología de envases plásticos flexibles del mundo, que relegó definitivamente a las botellas de vidrio. Son envases diseñados pensando en la seguridad del paciente y en la eficiencia y calidad institucional.

Entre sus múltiples características se destacan:

- Elaborados con materiales estables (plástico grado médico PVC-PL-146) biocompatibles con todo tipo de soluciones parenterales.
- Sistema cerrado que reduce el riesgo de embolia gaseosa, al no depender del aire externo para su correcto funcionamiento.
- Diseño que asegura una solución estéril y libre de pirógenos: membrana interna y puerto de conexión del equipo de administración que eliminan cualquier riesgo de contaminación, sitio autosellable en el lugar de adición de medicamentos y funda protectora que mantiene la asepsia del producto.
- Flexibilidad que permite colapsarse de manera uniforme, garantizando una infusión completa y segura, sin alteración en el goteo.
- El ser irrompibles y de bajo volumen y peso, los hace muy seguros de manipular y sencillos de almacenar y transportar.
- Su producción en material transparente, con ranura integrada para colgar, facilita su instalación e identificación, así como la correcta lectura del volumen administrado y la visualización de la solución.

Completo Portafolio de Soluciones

<i>CODIGO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>FACTOR DE EMPAQUE</i>
---------------	--------------------	--------------------------

SOLUCIONES SISTEMA CERRADO - VIAFLEX SOLUCIONES 250 ML

ARB0062	SOLUCION GLUCOSADA 5% 250 ML	56
ARB0162	SOLUCION GLUCOSADA 10% 250 ML	56
ARB1322	SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML	56

SOLUCIONES 500 ML

ARB2303	SOLUCION RINGER 500 ML	40
ARB2323	SOLUCION RINGER LACTATO DE SODIO 500ML	40
ARB1063	GLUCOSALINO HIPERTONICO 500 ML	40
ARB0063	SOLUCION GLUCOSADA 5% 500ML	40
ARB0163	SOLUCION GLUCOSADA 10% 500 ML	40

ARB1323	SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML	40
HZB1023CH	GLUCOSALINO ISOTONICO 500ML	30

SOLUCIONES 1000 ML

ARB0064	SOLUCION GLUCOSADA 5% 1000ML	20
ARB0164	SOLUCION GLUCOSADA 10% 1000ML	20
ARB1324	SOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% 1000ML	20
ARB2324	SOLUCION RINGER LACTATO SODIO 1000ML	20
HZB1024CH	GLUCOSALINO ISOTONICO 1000ML	16



Mini-Viaflex y Mini Viaflex Plus para Administración y Reconstitución de Medicamentos.-

La Mini Viaflex es ideal para manejar mezclas de medicamentos a ser administrados por vía intravenosa.

Estas son algunas de sus ventajas:

- Permite una dosificación y una dilución exactas de los medicamentos, garantizando la administración de concentraciones terapéuticas efectivas.
- Garantiza menos reacciones adversas al manejarse niveles adecuados de concentración de medicamentos: evita irritación en el punto de inyección, sensación de quemazón durante la administración del medicamento y trombosis.
- Reduce los riesgos de infección y de incompatibilidad de medicamentos, así como el tiempo de manejo de los mismos

